

CHLORID CÍNATÝ DIHYDRÁT**CAS:** 10025-69-1**Vzorec:** $\text{SnCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

225,63

CHLORID CÍNATÝ DIHYDRÁT**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H302-H314

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, čistý	500 g	Q 20301
min 98 %, p.a.	500 g	Q 20102

CHLORID CÍNATÝ DIHYDRÁT**Technické parametry**

Hustota:

2,71 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS):

H302-H314-H317-H412

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, extra čistý	100 g	R.7350.1
min 98 %, extra čistý	500 g	R.7350.2
min 98 %, extra čistý	1 kg	R.7350.3
min 98 %, extra čistý	2,5 kg	R.7350.4
min 98 %, p.a., ACS	100 g	R.4977.3
min 98 %, p.a., ACS	250 g	R.4977.1
min 98 %, p.a., ACS	1 kg	R.4977.2
min 98 %, p.a., max. 0,05 ppm Hg, pro stanovení Hg	100 g	R.KK07.1
min 98 %, p.a., max. 0,05 ppm Hg, pro stanovení Hg	250 g	R.KK07.2