

Chlorid hořečnatý hexyhydrát pro molekulární biologii

Připravený sterilní roztok

CAS: 7791-18-6

Vzorec: $\text{MgCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	95,22
Koncentrace:	25 mM
Hustota:	1,003 g/cm ³
Podmínky pro skladování:	4 °C



P-LAB

Balení	Katalogové číslo
2 x 0,5 ml	R.1HY7.1
5 x 0,5 ml	R.1HY7.2