

CHLOROFORM ROTISOLV® HPLC

trichlormethan

CAS: 67-66-3


Vzorec: CHCl₃

- Zfiltrovaný přes 0,2 µm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	119,38
Index lomu/20 °C:	1,446
Obsah (GC):	min 99,9 %
Bod varu:	62 °C
Hustota/20 °C:	1,489
Voda:	max 0,005 %
Acidita:	max 0,0001 %
Odparek:	max 0,0001 %
Bezp. věty (GHS):	H302-H315-H319-H331-H351-H361d-H372

Vlnová délka (nm)	275	255	250
Min propustnost (%T)	99	80	50



CHLOROFORM ROTISOLV® HPLC

Balení	Katalogové číslo
1 l	Q 16702
2,5 l	Q 16701
4 x 2,5 l	Q 16701.4