

CHROMAN SODNÝ

tetrahydrát chromanu sodného

CAS: 10034-82-9**Vzorec:** $\text{Na}_2\text{CrO}_4 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 234,03

Bezp. věty (GHS): H350-H340-H360FD-H330-H301-H312-H372-H314-H334-H317-H400-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistý	500 g	Q 39301
p.a.	500 g	Q 39101