

Termostat oběhový PT80 | A. KRÜSS

Kompaktní oběhový (cirkulační) termostat vhodný k zajištění stabilní teploty při refraktometrii či polarimetrii

- Chlazení a ohřev na principu Peltierova článku
- Kompaktní přístroj, který pracuje potichu a bez vibrací
- Vhodný k použití s nehořlavými médii (voda, směs vody a glykolu)
- Jednoduché a intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje

Technické parametry

Teplotní rozsah:	5-80 °C
Teplotní stabilita:	± 0,1 °C
Topný výkon:	120 W
Chladicí výkon:	40 W
Tlak čerpadla:	110 mbar
Výkon čerpadla:	60 l/h
Objem inkubátoru:	250 ml
Displej:	320 x 240 RGB TFT, rezistivní dotykové ovládání
Provozní teplota:	5-40 °C
Rozměry:	170 x 225 x 244 mm
Krytí :	IP 21
Připojitelnost:	sériový port (RS 232)
Hmotnost:	2,7 kg



www.p-lab.cz

Termostat PT80