

Citronan amonno-železitý, roztok 12,5 %

Sterilní ready-to-use doplněk do kultivačních médií pro detekci *Listeria monocytogenes*

- Doplněk do médií učených pro detekci druhů listerií (zčernání média při přítomnosti listerií), zlepšuje též růst *Listeria monocytogenes*
- Médium Fraser Broth se používá pro rychlou detekci listerií v potravinách a prostředí

Technické parametry

Teplota skladování: +20 °C

Aplikace: 1 vialka supplementu (0,25 g ve 2 ml) se přidá k 500 ml autoklávovaného média Fraser Broth ([R.HP17.1](#)) či Fraser Half Broth ([R.HP18.1](#))



Citronan amonno-železitý, roztok 12,5 %

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii, roztok 12,5 % sterilní	10 × 2 ml	plast	R.3130.1
pro mikrobiologii, roztok 12,5 % sterilní	30 × 2 ml	plast	R.3130.2

1 sada supplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 500 ml Fraser Broth