


CITRONAN AMONNO-ŽELEZITÝ HNĚDÝ

CAS: 1185-57-5



CITRONAN AMONNO-ŽELEZITÝ HNĚDÝ

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H319-H335-H315

Balení	Čistota	Katalogové číslo
100 g	čistý	C 19394

CITRONAN AMONNO-ŽELEZITÝ HNĚDÝ

Technické parametry

Hustota:

0,73 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
cca 18 % Fe, pro mikrobiologii	250 g	R.CN77.1
cca 18 % Fe, pro mikrobiologii	500 g	R.CN77.2
cca 18 % Fe, pro mikrobiologii	1 kg	R.CN77.3
cca 18 % Fe, pro mikrobiologii	2,5 kg	R.CN77.4
cca 21 % Fe	250 g	R.0618.1
cca 21 % Fe	500 g	R.0618.2
cca 21 % Fe	1 kg	R.0618.3
cca 21 % Fe	2,5 kg	R.0618.4