

CITRONAN DRASELNÝ MONOHYDRÁT

terciární, monohydrát citronanu tridraselného


CAS: 6100-05-6

Vzorec: $C_6H_5K_3O_7 \cdot H_2O$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

324,4



CITRONAN DRASELNÝ MONOHYDRÁT

Balení	Čistota	Katalogové číslo
1 kg	min 98 %, čistý	C 20312
500 g	min 99,5 %, p.a.	C 20111
1 kg	min 99,5 %, p.a.	C 20112

CITRONAN DRASELNÝ MONOHYDRÁT

Technické parametry

Hustota:

1,98 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, Ph.Eur., USP	500 g	R.X888.1
min 99 %, Ph.Eur., USP	1 kg	R.X888.2
min 99 %, Ph.Eur., USP	2,5 kg	R.X888.3