

Clostridium perfringens supplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci *Clostridium perfringens*

- D-cykloserin inhibuje ostatní bakteriální floru, čímž umožní selektivní růst malých rozlišených kolonií *Clostridium perfringens*

Technické parametry

Teplota skladování: +4 °C

Složení/1 vialka: D-Cykloserin 0,2 g

Aplikace: 1 vialka suplementu se rozpustí v 2 ml sterilní demineralizované vody a následně se přidá k 500 ml autoklávaného agaru TSC ([R.CL51.1](#)) či m-CP ([R.CL55.1](#))



Clostridium perfringens Supplement

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	10 vialek	sklo	R.CL52.1

1 sada suplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 500 ml agaru TSc či m-CP