


Coliforms Chromo-Agar (ISO)

Pro detekci a počítání *E. coli* a jiných koliformních bakterií ve vodě

- Přidání tryptofanu umožňuje indolový test pro *E. coli*

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 9308-1
pH:	6,8 ±0,2
Teplota skladování:	+4 °C
Složení (na 1 litr):	5 g chloridu sodného; 2,7 g hydrogenfosforečnanu sodného; 2,2 g dihydrogenfosforečnanu sodného; 2 g kvasničného extraktu; 1 g enzymaticky štěpeného kaseinu; 1 g pyruvátu sodného; 1 g tryptofanu; 1 g sorbitolu; 0,4 g chromogenní směsi; 0,15 g heptadecylsulfátu sodného; 10 g agaru
Aplikace:	26,45 g na 1 l média



Barvení:

A: *E. coli* ATCC 25922 modrá-tmavě fialová, B: *Enterobacter aerogenes* ATCC 13048 růžová

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.8849.1

Synonymum CCA