

Columbia Agar (základ)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných i nenáročných na výživu, vhodné i pro kultivaci mycoplasmat

Technické parametry

pH:	7,3 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 liter):	23 g peptonové směsi Columbia; 1 g škrobu; 5 g chloridu sodného; 13,5 g agaru
Aplikace:	42,5 g na 1 l agaru, v případě potřeby přidat 50-110 ml defibrilované krve

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79190
Ph.Eur., pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79192

Synonymum: Medium Q, Columbia Blood Agar (Base)