


Cronobacter Chromo-Agar

Selektivní medium pro detekci *Cronobacter (Enterobacter) sakazakii* v sušeném mléce a sušených mléčných směsích pro kojence

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 22964
pH:	7,0 ±0,2
Teplota skladování:	+4 °C
Složení (na 1 litr):	7 g peptonu z kaseinu (Pancreas hydrolysate); 5 g chloridu sodného; 3 g kvasničného extraktu; 0,6 g deoxycholátu sodného; 0,15 g chromogenní směsi; 0,002 g krystalové violeti; 15 g agaru
Aplikace:	30,7 g na 1 l agaru



Barvení:

Cronobacter sakazakii zelená až tyrkysová, *E. coli* transparentní až červenofialová, *Staphylococcus* inhibován

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 g	plast	R.2997.1

Zelená až tyrkysová barva kolonií *Cronobacter (Enterobacter) sakazakii* vzniká reakcí s α -D-glucosidasou