

CTP (Cytidintrifosfát)


Cytidin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 6757-06-8

Vzorec: C₉H₁₃N₃O₁₄P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	480,13 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{271} :	9,0 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



CTP v roztoku

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %, 100 mM roztok	250 µl	plast	R.K048.1