

Dámské triko s potiskem 4 ks potřeb do každé laboratoře v P-LAB - bílé

Pořídte si tričko s originální potiskem – můžete použít jako kvíz. Schválně, jestli to uhodnou

- Každým tričkem přispějete 60 Kč na [FOD Klokánek Štěřboholý](#)
- Lehce vypasovaný střih s bočními švy
- Single Jersey, 100% bavlna, silikonová úprava
- Gramáž: 160 g/m²



Velikost	Katalogové číslo
S	P992010.S
M	P992010.M
L	P992010.L
XL	P992010.XL