

Dámské triko s potiskem laboratorního kahanu v P-LAB provedení - bílé

Pořídte si tričko s originální potiskem – můžete použít jako kvíz pro ostatní

- Každým tričkem přispějete 60 Kč na [FOD Klokánek Štěrboholy](#)
- Lehce vypasovaný střih s bočními švy
- Single Jersey, 100% bavlna, silikonová úprava
- Gramáž: 160 g/m²



Velikost	Katalogové číslo
S	P992007.S
M	P992007.M
L	P992007.L
XL	P992007.XL