

## Dávkovač Calibrex 520 | SOCOREX

Universální přesné kalibrovatelné dávkovače 0,25 - 10 ml k upevnění na hrdlo láhve v libovolné poloze

- Autoklárovatelné ve smontovaném stavu
- Pro vodné roztoky a zředěné kyseliny
- Dávkovací hlava otočná o 360°
- Jednoduché a rychlé nastavení dávkovaného objemu, snadná kalibrace v laboratoři
- Bezproblémová údržba díky jednoduché demontáži a následné montáži
- Závít pro nasazení na láhev s hrdlem GL32

## Technické parametry

| Rozsah (ml) | Dělení (ml) | Přesnost při min. objemu | Přesnost při max. objemu | Reprodukovatelnost při min. objemu | Reprodukovatelnost při max. objemu |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 0,25 - 2    | 0,05        | < ±3,0 %                 | < ±0,6 %                 | < 0,5 %                            | < 0,1 %                            |
| 1 - 5       | 0,1         | < ±2,0 %                 | < ±0,6 %                 | < 0,5 %                            | < 0,1 %                            |
| 1 - 10      | 0,25        | < ±1,5 %                 | < ±0,6 %                 | < 0,5 %                            | < 0,1 %                            |



Dávkovač Calibrex 520

| Rozsah (ml) | Dělení (ml) | Katalogové číslo |
|-------------|-------------|------------------|
| 0,25 - 2    | 0,05        | S520002          |
| 1 - 5       | 0,1         | S520005          |
| 1 - 10      | 0,25        | S520010          |

Láhve k dávkovačům nutno objednat samostatně. Součástí dodávky jsou adaptéry pro GL28, GL40 a GL45.