

Dávkořač Ceramus Classic | HIRSCHMANN

Zdokonalené řávkořače kapalin typu EM k upevnění na hrdlo láhve

- Autoklávovatelné bez nutnosti rozebrání, max. 121 °C / 2 bar
- Rychlé a bezpečné nastavování objemu, individuální certifikát
- Adaptéry na láhve A 28, S40 (láhve na chemikálie Merck) a A 45
- Závít na hrdlo láhve o průměru 32 mm
- Skleněný válec s keramickým pístem
- Použití pro vodné roztoky i některé agresivní kapaliny včetně kyselin a organických rozpouštědel



Dávkořač Ceramus Classic

Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (%)	Reprodukovatelnost (%)	Katalogové číslo
0,2 - 1,0	0,05	0,6	0,2	H931000
0,4 - 2,0	0,05	0,6	0,2	H932000
1,0 - 5,0	0,10	0,6	0,2	H933000
2,0 - 10,0	0,25	0,6	0,2	H934000
5,0 - 30,0	0,50	0,6	0,2	H935000
10,0 - 60,0	1,00	0,6	0,2	H936000

Upozornění:

Dávkořače nelze použít pro řávkování kyseliny fluorovodíkové, kapalin atakujících Halar (ECTFE), FEP nebo Hastelloy (např. roztok bromu) a suspenzí (pevné částice mohou blokovat ventily).

Nedoporučuje se používat pro řávkování koncentrovaných roztoků solí a silně alkalických roztoků - mohlo by dojít k zadření pístu.

Láhve k řávkořačům nutno objednat samostatně!