

Dávkořač univerzální

Nástěnný řávkovač řezinfekce nebo řádla

- Kapacita 500 ml nebo 1000 ml, vhodné pro řšechny řěžné modely lahví
- Flexibilní nastavení zdvihu, uzamykatelná zavírací řeska s klíčem, nástěnný řdržák
- Balení obsahuje řprázdnou láhev o objemu 1000 ml, adaptér pro láhev o objemu 500 ml a řyměnitelnou řpumpičku
- Odkapávací řmisku je nutno objednat řsamostatně

Technické řparametry

Rozměř (ř x h x v):	105 x 222 x 350 mm
Materiál:	bílý ABS
Materiál ovládací páky:	nerezová ocel



Dávkořač univerzální R.EYX7.1 bez odkapávací řmisky



Dávkořač s odkapávací řmiskou (R.EYX8.1)

Popis	Balení (ks)	Katalogové řčíslo
Dávkořač univerzální	1	R.EYX7.1
Odkapávací řmiska	1	R.EYX8.1