

Dávkovač ušních zátek

Zásobník pro snadné dávkování ušních zátek

- Pevná základna v černé barvě
- Zásobník na 750 párů ušních zátek
- Možnost upevnění na zeď
- Dodáváno bez náplně



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Dávkovač ušních zátek	1	L403039

Náplň do dávkovače ušních zátek

Jednorázové zátky do uší

- Průměrná hodnota útlumu hluku 34 dB
- Dle normy EN 352-2

Technické parametry

Materiál: pěnový polyuretan

Popis	Balení	Katalogové číslo
Náplň do dávkovače ušních zátek	500 párů	L401080



 P-LAB