

Dávkovače návleků na obuv

Manuální dávkoavače hygienických návleků na obuv

- Tiché, spolehlivé a robustní zařízení bez elektrického napájení
- Snadná obsluha a doplňování, 4x rychlejší než ruční navlékání
- Variabilní kapacita zařízení, funkční pouze s kompatibilními návleky
- Model Comfort a Cleanroom s okénkem pro kontrolu obsahu a rukojetí pro přidržení při nasazování
- Model Cleanroom pro čisté prostory a farmaceutické provozy
- Certifikace pro čisté prostory ISO třída 5* podle EN ISO 14644-1

Technické parametry

Model	Hygomat Classic	Hygomat Comfort	Hygomat Cleanroom
Rozměry (d x š x v)	70 x 32 x 28 cm	72 x 32 x 90 cm	72 x 32 x 90 cm
Hmotnost	8,5 kg	21 kg	20 kg



Dávkoavače návleků na obuv Comfort Cleanroom



Dávkoavače návleků na obuv Classic

Typ	Kapacita návleků (ks)	Kompatibilita s návleky	Katalogové číslo
Classic	110	R.XA12.1 , R.XA13.1 , R.XA14.1 , R.XA15.1 , R.XA16.1 , R.EHE6.1	R.XA09.1
Comfort	220	R.XA12.1 , R.XA13.1 , R.XA14.1 , R.XA15.1 , R.XA16.1 , R.EHE6.1	R.XA10.1
Cleanroom	220	R.XA12.1 , R.XA13.1 , R.XA14.1 , R.XA15.1 , R.XA16.1 , R.EHE6.1	R.XA11.1