

ddCTP (Dideoxycytidintrifosfát)


2',3'-dideoxycytidin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 132619-66-0

Vzorec: C₉H₁₃N₃O₁₂P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	448,13 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{272} :	9,6 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹ , pH 8,0 ±0,5
Teplota skladování:	+20 °C



ddCTP v roztoku

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, 10 mM roztok	100 µl	plast	R.K043.1