

ddGTP (Dideoxyguanosintrifosfát)


2',3'-dideoxyguanosin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 68726-28-3

Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₁₂P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	488,16 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{252} :	13,7 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹ , pH 8,0 ±0,5
Teplota skladování:	+20 °C



ddGTP v roztoku

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, 10 mM roztok	100 µl	plast	R.K042.1