

ddTTP (Dideoxythymidintrifosfát)


2',3'-dideoxythymidin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 611-60-9

Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₁₃P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	463,14 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{267} :	9,5 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹ , pH 8,0 ±0,5
Teplota skladování:	+20 °C



ddTTP v roztoku

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, 10 mM roztok	100 µl	plast	R.K041.1