

D/E Neutralizing Agar

Pro detekci a počítání mikroorganismů z dezinfikovaného prostředí

- Pro testování povrchů a vzorků, které byly ošetřeny dezinfekčními nebo konzervačními prostředky

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H317-EUH031
pH:	7,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g dextrózy; 7 g lecitnu; 6 g thiosíranu sodného; 5 g peptonu z kaseinu; 5 g Tween 80; 2,5 g kvasničného extraktu; 2,5 g hydrogensířičitanu sodného; 1 g thioglykolátu sodného; 0,02 g bromocresol purple; 15 g agaru
Aplikace:	54 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.8850.1

Synonymum Dey-Engley Agar