

Deoxycholát citrátový agar

Pro vysoce selektivní izolaci patogenních enterobakterií, zvláště rodu *Salmonella* a *Shigella*

Technické parametry

pH:	7,3 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g masového extraktu; 10 g peptonu z masa; 10 g monohydrátu laktózy; 20 g citrátu sodného; 20 g citrátu železitého; 10 g deoxycholátu sodného; 0,02 g neutrální červeně; 13,5 g agaru
Aplikace:	70 g na 1 l agaru



Salmonella typhimurium

Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE44.1
Ph.Eur., pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.AE44.2

Salmonella typhimurium vytváří bezbarvé kolonie s ostře ohraničeným černým středem