


Destička mikrotitrační cellGrade s víčkem™ | BRAND

96jamková sterilní destička pro kultivaci adheřujících buněčných kultur

- Sterilizace odpovídá požadavkům Ph. Eur. and USP 29, SAL 10^{-6}
- Povrch upravený navázáním řady karboxylových a hydroxylových skupin, které zůstávají volně přístupné
- Díky povrchové úpravě má destička hydrofilní povrch na rozdíl od hydrofobních povrchů standardních PS destiček
- Složky séra po navázání na volné chemické skupiny umožní nepřímou vazbu buněk
- Díky nebiologickému způsobu modifikace povrchu mohou být destičky uchovávány 3 roky při laboratorní teplotě
- Standardní oranžový alfanumerický popisec jamek pro jednoznačnou identifikaci každé jamky
- Necytotoxická destička bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů
- Destičky s kulatým (U profil), kónickým (V profil), plochým (F profil), nebo zaobleným (C profil) tvarem dna jamek
- Zaoblený tvar dna (C profil) spojuje výhody plochého a kulatého dna - zaoblené okraje zlepšují promíchávání obsahu jamky, plochá část dna umožňuje přesné optické měření
- Destičky se zaobleným tvarem dna jsou ideální pro imunoeseje, ve kterých optické měření a intenzivní míchání jsou klíčové faktory ovlivňující přesnost testovaných výsledků

Technické parametry

Materiál:	hydrofilní, chemicky upravený čirý, bílý nebo černý PS
Balení standardních destiček:	50 ks jednotlivě balené s víčkem
Balení destiček s čirým dnem:	5 ks v balení nebo 50 ks jednotlivě balené s víčkem



Mikrotitrační destička

Typ destičky	Barva destiček	Tvar dna	Objem jamky (μl)	Balení	Katalogové číslo
Standardní	čirá	kulatý U	330	50 ks	P781960
Standardní	čirá	kónický V	360	50 ks	P781961
Standardní	čirá	plochý F	350	50 ks	P781962
Standardní	bílá	plochý F	350	50 ks	P781965
Standardní	černá	plochý F	350	50 ks	P781968
Číré dno	bílá	plochý F	330	5 ks	P781974
Číré dno	bílá	plochý F	330	50 ks	P781970

Číré dno	černá	plochý F	330	5 ks	P781975
Číré dno	černá	plochý F	330	50 ks	P781971

Na vyžádání vám rádi vypracujeme nabídku i na další typy destiček pro kultivaci buněk:

- cellGrade™ plus s úpravou zvyšující adhesivní schopnost povrchu pro kultivace v médiu se sníženým obsahem séra
- cellGrade™ premium s Poly-D-Lysine ekvivalentním povrchem pro kultivace v médiu s nulovým nebo sníženým obsahem séra