

Destička mikrotitrační hydroGrade™ | BRAND


96jamková nesterilní destička s povrchem jamek optimalizovaným pro immobilizaci hydrofilních molekul

- Destičky se silně hydrofilním povrchem s vysokou afinitou k molekulám které obsahují převážně hydrofilní oblasti
- Ideální pro vazbu biomolekul jako jsou glykoproteiny a peptidy, protilátky s převážně hydrofilními oblastmi a nukleové kyseliny
- Vhodné také pro homogenní testy s hydrofobními molekulami, které zůstávají v roztoku
- Alternativa k destičkám [imunoGrade™](#) pro heterogenní "solid phase" imunoeseje
- Standardní modrý alfanumerický popis jamek pro jednoznačnou identifikaci každé jamky
- Destičky se zaobleným tvarem dna jsou ideální pro imunoeseje, ve kterých optické měření a intenzivní míchání jsou klíčové faktory ovlivňující přesnost testovaných výsledků
- Necytotoxická destička bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů, nesterilní

Technické parametry

Materiál:

čirý PS



Barva destiček	Tvar dna	Objem jamky (μl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
čirá	kulatý U	330	20 × 5	P781780
čirá	plochý F	350	20 × 5	P781782