

Destička mikrotitrační PS

96jamková čirá destička

- Destičky s plochým "F", kulatým "U" a kónickým "V" dnem jamky
- Očíslované pozice pro snadnou identifikaci vzorku

Technické parametry

Materiál: PS

Balení: 50 ks individuálně baleno v 1 balení



Popis	Objem jamky (μl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Destička s plochým dnem	404	50 × 1	K002620
Destička s kulatým dnem	281	50 × 1	K002621
Destička s kónickým dnem	291	50 × 1	K002622
Víčko na destičku	-	50 × 1	K002623