

Detektor záření alfa, beta a gama

Kapesní přístroj pro měření hladiny alfa, beta a gama-záření

- Blikající LED a zvuková signalizace s vypínačem
- Přepínač tří rozsahů
- Hodnoty odečítány pomocí ručičkového měřiče
- Tovární kalibrace pulzním generátorem
- Možnost rekalibrace v akreditované laboratoři
- Měření pomocí standardní Geiger-Müllerovy trubice
- Dlouhodobá ochrana proti až stonásobnému překročení max. hodnoty měřicího rozsahu

Technické parametry

Rozsah:	0,5-5,0-50 mR/hod
Citlivost - alfa-záření:	min. 2,5 MeV
Citlivost - beta-záření:	min. 150 keV
Citlivost - gammazáření:	min. 10 keV
Napájení:	9 V baterie, 2000 hod měření
Rozměry (š x h x v):	70 x 48 x 210 mm
Hmotnost:	220 g



Detektor záření alfa, beta a gama

Popis	Katalogové číslo
Detektor záření	X100340