

DEXTRANSULFÁT 500 SODNÁ SŮL

MDS, dextran hydrogensulfát sodný, dextransulfát 500 sodná sůl

CAS: 9042-14-2

- Dextransulfát se používá např. při hybridizaci nukleových kyselin

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

~500 000

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	10 g	plast	R.5956.5
pro molekulární biologii	25 g	plast	R 59563
pro molekulární biologii	50 g	plast	R 59564
pro molekulární biologii	100 g	plast	R 59561
pro molekulární biologii	500 g	plast	R 59562