

Dialyzátor mini "ZelluTrans"

Mini dialyzační systémy připravené pro přímé použití

- Mini dialyzátory ve stripech lze plnit standardní 8kanálovou pipetou, lze je oddělit a použít jednotlivě
- Polypropylenové kapiláry ve tvaru "U" s oboustranně navařenou membránou s dělením po 25 µl
- Snadná manipulace, plnění i odsátí pomocí jakékoliv standardní automatické pipety 2-200 µl
- Velmi tenká vrstva s velkým povrchem umožňuje výrazně zkrátit čas dialýzy
- Jednotlivé mini dialyzátory ve válcové 2ml mikrozkuhavce
- Dialyzační stripy - 8 spojených mini dialyzátorů pro 96jamkové 2,5ml destičky
- Dialyzační membrány jsou dodávány suché s glycerinem bránícím popraskání membrány


Technické parametry

Materiál membrány :

regenerovaná celulóza

Objem dialyzovaného vzorku:

10-100 µl



Dialyzátor mini "ZelluTrans" - dializační strip



Dialyzátor mini "ZelluTrans" - dializační strip



Dialyzátor mini "ZelluTrans" - jednotlivý dialyzátor

MWCO (Da)	Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
3 500	Jednotlivý dialyzátor	1	R476551
3 500	Jednotlivý dialyzátor	12	R476651
6 000-8 000	Jednotlivý dialyzátor	1	R476951
6 000-8 000	Jednotlivý dialyzátor	12	R477051
6 000-8 000	Dialyzační strip	1	R477151

12 000-14 000	Jednotlivý dialyzátor	1	R477251
12 000-14 000	Jednotlivý dialyzátor	12	R477551
12 000-14 000	Dialyzační strip	1	R477651

Mini dialyzátory nevyžadují před použitím žádnou předběžnou úpravu.

Pro velmi citlivé testy je lze zbavit glycerinu máčením v destilované vodě nebo pufru během 15 min.

Příslušenství pro mini dialyzační stripy

- Plovací držák udrží dialyzační stripy ve vertikální poloze při dialýze proti velkému objemu pufru v kádince
- Uzavírací samolepící fólie pro stripy brání kontaminaci a vysychání vzorků

Technické parametry

Materiál samolepící fólie:

vysoce kvalitní PP

Balení samolepící fólie:

pro 12 stripů

Popis	Katalogové číslo
Plovací držák pro dialyzační stripy	R476851
Uzavírací samolepící fólie	R478151



Plovací držák pro dialyzační stripy



Uzavírací samolepící fólie