


Dichloran Glycerol Agar (základ)

Selektivní agar pro počítání kvasinek a potravinových plísní, zejména v polosuchých a suchých potravinách

- Přidání dichloranu, redukce obsahu vody pomocí glycerolu a nízké pH inhibují bakteriální růst

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 21527-2
pH:	5,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	5 g peptonu; 10 g glukózy; 1 g fosforečnanu draselného; 0,5 g síranu horečnatého; 0,1 g chloramfenikolu; 0,002 g dichloranu; 15 g agaru
Aplikace:	31,6 g na 1 l média, přidejte 18% glycerol



Dichloran Glycerol Agar (základ), *Saccharomyces cerevisiae*

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE26.1

Synonymum DG18 Agar