


DIFENYLAMIN-4-SULFONAN BARNATÝ

CAS: 6211-24-1

Vzorec: $C_{24}H_{20}BaN_2O_6S_2$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	633,88
Indikátor:	redoxní
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	červenofialová - bezbarvá
Redoxní potenciál E_0 [V] při pH = 0 a 20 °C:	+0,84 v 1 M H_2SO_4
Pracovní roztok:	0,2 g v 100 ml H_2O
Bezp. věty (GHS):	H302+H332



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a., ACS	5 g	R.2674.1
p.a., ACS	25 g	R.2674.2