

Differential Reinforced Clostridial Medium

Pro detekci a počítání klostridií v potravinách a jiných vzorcích

Technické parametry

pH:	7,1 ± 0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	5 g peptonu z kaseinu; 5 g peptonu z masa; 8 g hovězího extraktu; 1 g kvasničného extraktu; 1 g rozpustného škrobu; 1 g monohydrátu glukózy; 0,5 g L-cysteinu; 5 g octanu sodného; 0,5 g hydrogensířičitanu sodného; 0,5 g křemičitanu amonného; 0,002 g resazurinu
Aplikace:	27,5 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Differential Reinforced Clostridial Medium	500 g	plast	R.CL78.1

Synonymum: DRCM