

DIHYDROGENCITRONAN SODNÝ

bezvodý citronan sodný primární


CAS: 18996-35-5

Vzorec: $C_6H_7NaO_7$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

214,11



DIHYDROGENCITRONAN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, extra čistý	100 g	R.HN13.1
min 99 %, extra čistý	500 g	R.HN13.2
min 99 %, extra čistý	1 kg	R.HN13.3