

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

primární fosforečnan draselný

CAS: 7778-77-0

Vzorec: KH_2PO_4

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 136,09

Hustota: 2,34 g·cm⁻³

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	500 g	D 02302
min 98 %, čistý	1 kg	D 02301
min 99 %, p.a.	500 g	D 02102
min 99 %, p.a.	1 kg	D 02101

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, Ph.Eur., BP	500 g	R.P018.1
min 98 %, Ph.Eur., BP	1 kg	R.P018.2
min 98 %, Ph.Eur., BP	5 kg	R.P018.3
min 98 %, Ph.Eur., BP	25 kg	R.P018.5
min 99 %, p.a., ACS	250 g	R.3904.2
min 99 %, p.a., ACS	1 kg	R.3904.1
min 99 %, p.a., ACS	5 kg	R.3904.3
min 99 %, p.a., ACS	25 kg	R.3904.5
ROTI®METIC 99,99 % (4N)	5 g	R.1L6N.1
ROTI®METIC 99,99 % (4N)	25 g	R.1L6N.2