

DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ MONOHYDRÁT

monohydrát primárního fosforečnanu sodného

CAS: 10049-21-5**Vzorec:** $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 137,99

Hustota: 2,04 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a., ACS	500 g	R.K300.1
min 98 %, p.a., ACS	1 kg	R.K300.2
min 98 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.K300.3
min 98 %, p.a., ACS	25 kg	R.K300.5
min 98 %, USP, BP	500 g	R.T878.1
min 98 %, USP, BP	1 kg	R.T878.2
min 98 %, USP, BP	2,5 kg	R.T878.3
min 98 %, USP, BP	5 kg	R.T878.4
min 98 %, USP, BP	25 kg	R.T878.7