

DIMIDIUMBROMID

3,8-diamino-5-methyl-6-fenylphenanthridium bromid

Pro fluorescenční detekci nukleových kyselin a pro titraci aniontových tenzidů dle Epona

CAS: 518-67-2

Vzorec: C₂₀H₁₈BrN₃


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

380,30

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, pro biochemii	500 mg	R.2217.1