

## DL-TYROSIN

4-hydroxyfenylalanin


**CAS:** 556-03-6

**Vzorec:** C<sub>9</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>3</sub>

### Technické parametry

Molekulová hmotnost:

181,19



| Čistota                   | Balení | Katalogové číslo |
|---------------------------|--------|------------------|
| min 98,5 %, pro biochemii | 10 g   | R.8608.1         |
| min 98,5 %, pro biochemii | 50 g   | R.8608.2         |
| min 98,5 %, pro biochemii | 250 g  | R.8608.3         |