

DNase Test Agar

Pro detekci DNázové aktivity při identifikaci patogenních bakterií

- Doporučeno pro identifikaci patogenních stafylokoků

Technické parametry

pH: 7,3 ±0,2

Teplota skladování: +20 °C

Složení (na 1 litr): 15 g peptonu z kaseinu; 5 g peptonu ze sóji; 5 g chloridu sodného; 2 g deoxyribonukleové kyseliny; 15 g agaru

Aplikace: 42 g na 1 l agaru



Čistá DNA-free zóna okolo pruhu *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 (DNázově pozitivní)

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Dnase Test Agar	500 g	plast	R.8295.1