

dNTP (Deoxyribonukleosidtrifosfáty) v setu 3

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, **dTTP**, **dITP** a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP, čisota min 98 %

Technické parametry

Teplota skladování:

+20 °C

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %	100 mM/dNTP	4 × 25 µmol (250 µl)	plast	R.P731.1
min 98 %	100 mM/dNTP	5 × 4 × 25 µmol (250 µl)	plast	R.P731.2