

dNTP (Deoxyribonukleosidtrifosfáty) v setu (pH 7) 1

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, **dTTP**, **dGTP** a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP a **pH 7,0 ±0,1**, čistota min min 99 %

CAS: 3624-46-2

Technické parametry

Teplota skladování:

+20 °C



Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM/dNTP	4 × 25 µmol (250 µl)	plast	R.0178.1
min 99 %	100 mM/dNTP	5 × 4 × 25 µmol (250 µl)	plast	R.0178.2