

Dóza širokohrdlá | WHEATON

Čiré zásobní dózy se šroubovacím PP víčkem

- Rovné stěny umožňují snadný přístup k obsahu dózy
- Ideální pro uchovávání půdních vzorků a hrubozrnných látek
- Sklo dóz odpovídá požadavkům USP type III

Technické parametry

Materiál láhve: sodnovápenaté sklo

Materiál víka: bílý PP s těsnící pěnovou PE vložkou potaženou PTFE



Širokohrdlá zásobní dóza

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Závit	Balení (ks)	Katalogové číslo
60	55	48	53-400	24	R.ETN7.1
125	60	68	58-400	24	R.ETN8.1
250	73	88	70-400	12	R.ETN9.1
500	91	95	89-400	12	R.ETP0.1
1 000	95	170	89-400	12	R.ETP1.1