

Držáček zavírací na 5,0 ml zkumavky CapLock | SIMPORT

PE uzávěr zkumavek poskytující extra ochranu proti otevření při transportu, vysokých teplotách a volném skladování

- Jedinečný design poskytuje ochranu proti otevření mikrozkušavek s objemem 5 ml při inkubaci nad 80°C
- Opakovatelně použitelný

Technické parametry

Materiál:

PE (polyethylen)



Držáček zavírací na 5,0 ml zkumavky CapLock

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	100	U330275.M
zelená	100	U330275.Z
červená	100	U330275.R
žlutá	100	U330275.Y
bílá	100	U330275.B