

Držák na krabice vyšetřovacích rukavic

Drátěné držáky pro připevnění na zeď

- Držáky pro krabice maximální tloušťky 7,5 cm

Technické parametry

Materiál:

nerezový drát



Držák na krabice vyšetřovacích rukavic

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Držák pro jednu krabici	180 x 85 x 135	1	R938371
Držák pro tři krabice	245 x 100 x 477	1	R440781

Dodává se včetně šroubů a hmoždinek