

Držák na kryozkumavky

Kovový držák pro skladování kryozkumavek v Dewarově nádobě či mrazničce

- Vhodný pro skladování maximálně 6 kryozkumavek o objemu až 5 ml

Technické parametry

Materiál:	hliník
Délka (mm):	300



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Držák na kryozkumavky	12	R.1L8X.1

Pouzdro do držáku na kryozkumavky

Průhledné pouzdro na ochranu kryozkumavek v držáku během manipulace a skladování

Technické parametry

Materiál:	PVC
Délka (mm):	275
Vnější průměr (mm):	14,5

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pouzdro do držáku na kryozkumavky	100	R.1L8Y.1



P-LAB



P-LAB