

DUSIČNAN BISMUTITÝ PENTAHYDRÁT**CAS:** 10035-06-0**Vzorec:** $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	485,07
Bezp. věty (GHS):	H272-H315-H319-H335

DUSIČNAN BISMUTITÝ PENTAHYDRÁT

Balení	Čistota	Katalogové číslo
250 g	min 99 %, p.a.	D 50103

DUSIČNAN BISMUTITÝ PENTAHYDRÁT**Technické parametry**

Hustota:	2,83 g·cm ⁻³
----------	-------------------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a., ACS	250 g	R.2554.1
min 98 %, p.a., ACS	500 g	R.2554.2
min 98 %, p.a., ACS	1 kg	R.2554.3