

DUSIČNAN DRASELNÝ**CAS:** 7757-79-1**Vzorec:** KNO₃**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 101,11

Bezp. věty (GHS): H272

DUSIČNAN DRASELNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	500 g	D 09302
min 98 %, čistý	1 kg	D 09301
min 99 %, p.a.	500 g	D 09102
min 99 %, p.a.	1 kg	D 09101

DUSIČNAN DRASELNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, s protispékavou složkou	500 g	R.8001.1
min 99 %, s protispékavou složkou	1 kg	R.8001.3
min 99 %, s protispékavou složkou	2,5 kg	R.8001.2
min 99 %, p.a., ISO pro oxidativní rozklad anorg. i org. vzorků	500 g	R.P021.1
min 99 %, p.a., ISO pro oxidativní rozklad anorg. i org. vzorků	1 kg	R.P021.2
min 99 %, p.a., ISO pro oxidativní rozklad anorg. i org. vzorků	2,5 kg	R.P021.3
min 99 %, Ph.Eur., BP	500 g	R.4397.1
min 99 %, Ph.Eur., BP	1 kg	R.4397.2
min 99 %, Ph.Eur., BP	5 kg	R.4397.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	10 g	R.5659.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	50 g	R.5659.2