

DUSIČNAN KOBALTNATÝ HEXAHYDRÁT

CAS: 10026-22-9

Vzorec: $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	291,0
Hustota:	1,87 g·cm ⁻³

DUSIČNAN KOBALTNATÝ HEXAHYDRÁT

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H341-H272-H360F-H350i-H302-H334-H317-H410
-------------------	---

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	500 g	D 34301
min 99 %, p.a.	500 g	D 34101

DUSIČNAN KOBALTNATÝ HEXAHYDRÁT

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H317-H334-H341-H350i-H360F-H410
-------------------	---------------------------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, extra čistý	100 g	R.9928.1
min 98 %, extra čistý	500 g	R.9928.2
min 98 %, extra čistý	1 kg	R.9928.3
min 98 %, p.a., ACS	50 g	R.HN16.1
min 98 %, p.a., ACS	100 g	R.HN16.2
min 98 %, p.a., ACS	250 g	R.HN16.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	10 g	R.5291.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5291.2