

DUSIČNAN LITHNÝ**CAS:** 7790-69-4**Vzorec:** Li(NO₃)**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 68,9

Hustota: 2,38 g·cm⁻³**DUSIČNAN LITHNÝ****Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H272

Balení	Čistota	Katalogové číslo
100 g	min 98 %, čistý	D 60304

DUSIČNAN LITHNÝ

bezvodý

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H272-H302-H319

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %	10 g	R.6699.1
min 99,5 %	50 g	R.6699.2
min 99,5 %	250 g	R.6699.3
min 99,5 %	500 g	R.6699.4
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	10 g	R.5281.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5281.2